

**Tiere brauchen professionelle Pflege.
Pflege professionell!
Mit uns.**



DRAMINSKI **SonoFarm mini**

Schnelle und einfache Trächtigkeitsdiagnose bei Sauen,
Ziegen und Mutterschafen

- portabel
- einfach zu handhaben
- robustes Aluminiumgehäuse
- 48-Stunden Service

DRAMINSKI SonoFarm mini

Schnelle und einfache Trächtigkeitsdiagnose bei Sauen,
Ziegen und Mutterschafen



Sehr einfach zu handhaben!

Standardausrüstung:

- Scannerbody mit LCD-AV-TFT Bildschirm
- mechanische 5,0 MHz-Sektorsonde (abdominal), an das Gerät fest angeschlossen
- eingebauter Akkupaket Li-Ion 14,4V - 2.2Ah
- Ladegerät
- Tragekoffer aus Kunststoff mit Schaumstoffeinsatz
- Ultraschallgel
- Bedienungsanleitung



Transportkoffer

kleines Gerät, große Möglichkeiten

Technische Daten:

Abbildungsmodus

(Projektion) des Embryos:

Abbildung im Echtzeit, B-Modus

Frequenzen und Sondentyp:

abdominale mechanische 5,0 MHz -Sektorsonde

Penetrationstiefe:

7 - 20 cm (in Stufen einstellbar)

Penetrationswinkel:

90°

Display:

AV, Diagonale 5"

Energieversorgung:

eingebauter Akkupaket

Li-Ion 14,4V - 2.2Ah

Betriebsdauer:

3 St. 30 min

Ladedauer:

2 St. 50 min

Akku-Ladestandanzeiger:

automatisch,

akustisches und optisches Signal bei Entleerung

Abmessungen:

17 x 13 x 5,5 cm

Masse des Gerätes:

1,5 kg ohne Schallkopf

Masse des Schallkopfes:

256 g

